

Aktuelle Analysenliste
amedes MVZ für Laboratoriumsdiagnostik und Mikrobiologie Halle/Leipzig GmbH
Leipziger Chaussee 191f, 06112 Halle/Saale

Untersuchungen im Bereich:
Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Stand: 27.8.2024
Freigabe QM: 27.8.2024

Untersuchungsgebiete:
Klinische Chemie
Immunologie
Mikrobiologie
Virologie
Transfusionsmedizin

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
HbA1c	EDTA-Blut, HämolySAT	HPLC	SA-08089 HbA1c, Version 1	Tosoh	Sysmex	x	

Untersuchungsart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie/☐)
Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC/UHPLC)**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
CDT	Serum	HPLC-DAD	SA-07201 CDT, Version 2	HPLC	Shimadzu	x	
Vitamin B1	Vollblut	HPLC-FLD	SA-07371 Vitamin B1/B6, Version 1	HPLC	Shimadzu	x	
Vitamin B6	Vollblut	HPLC-FLD	SA-07371 Vitamin B1/B6, Version 1	HPLC	Shimadzu	x	
Vitamin A	Serum	HPLC-DAD	SA-07775 Vitamin A/E, Version 2	HPLC	Shimadzu	x	
Vitamin E	Serum	HPLC-DAD	SA-07775 Vitamin A/E, Version 2	HPLC	Shimadzu	x	
Vitamin C	Vollblut, Serum, Plasma	HPLC-PDA	SA-07942 Vitamin C, Version 1	HPLC	Shimadzu	x	
Hippursäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06918 Quantitative Bestimmung arbeitsmedizinischer Parameter im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
Mandelsäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06918 Quantitative Bestimmung arbeitsmedizinischer Parameter im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
t,t-Muconsäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06815 Quantitative Bestimmung von t,t-Muconsäure im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
Mycophenolsäure quantitativ	Serum	HPLC-DAD	SA-06801 Quantitative Bestimmung von Mycophenolsäure im Serum, Version 2	HPLC	Shimadzu	x	
ortho-Methylhippursäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06918 Quantitative Bestimmung arbeitsmedizinischer Parameter im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
meta-Methylhippursäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06918 Quantitative Bestimmung arbeitsmedizinischer Parameter im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
para-Methylhippursäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06918 Quantitative Bestimmung arbeitsmedizinischer Parameter im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
Ortho-Kresol quantitativ	Urin	HPLC-FLD	SA-07265 Quantitative Bestimmung von ortho-Kresol und Phenol im Urin, Version 3	HPLC	Shimadzu	x	
Para-Kresol quantitativ	Urin	HPLC-FLD	SA-07265 Quantitative Bestimmung von ortho-Kresol und Phenol im Urin, Version 3	HPLC	Shimadzu	x	
Phenol quantitativ	Urin	HPLC-FLD	SA-07265 Quantitative Bestimmung von ortho-Kresol und Phenol im Urin, Version 3	HPLC	Shimadzu	x	
Phenylglyoxylsäure quantitativ	Urin	HPLC-DAD	SA-06918 Quantitative Bestimmung arbeitsmedizinischer Parameter im Urin, Version 4	HPLC	Shimadzu	x	
Speichelanteil	Serum	HPLC-DAD	SA-07954 Speichelanteil HPLC, Version 1	HPLC	Shimadzu		x

Untersuchungsart:
Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
1-OH-Alprazolam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
1-OH-Alprazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
1-OH-Alprazolam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
1-OH-Midazolam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
1-OH-Midazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
1-OH-Midazolam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
1-OH-Triazolam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
1-OH-Triazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
25-OH-Vitamin D3	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07149 25-OH-Vitamin D, Version 4	LC-MS/MS 1 und 3	Shimadzu	x	
2-oxo-3-OH-LSD qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
2-Amino-5-Chloropyridin (ACP) qualitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
3-Hydroxy-Cotin	Urin	LC-MS/MS	SA-07376 Quantitative Bestimmung von Cotin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
3-Methylfentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
3-OH-Bromazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
3-OH-Bromazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
3-OH-Bromazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
4-ANPP qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
4-Fluoroisobutyrylfentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
6-Acetylcodein qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
6-Acetylcodein qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
6-Acetylcodein quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioid im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
6-Acetylmorphin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
6-Acetylmorphin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
6-Acetylmorphin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioid im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapeutika, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
7-Aminoclonazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
7-Aminoclonazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminoclonazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminoclonazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminoflunitrazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
7-Aminoflunitrazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminoflunitrazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminoflunitrazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminonitrazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
7-Aminonitrazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
7-Aminonitrazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
9-Hydroxyrisperidon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Acebutolol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Acrylfentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Alprazolam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Alprazolam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Alprazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Alprazolam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Amiodaron	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Amisulprid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Amityptilin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Amityptilin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Amphetamine qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Amphetamine qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Amphetamine quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Anabasin	Urin	LC-MS/MS	SA-07376 Quantitative Bestimmung von Cotin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Aprindin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Aripiprazol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Atenolol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Atomoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	

Benperidol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Benzoyllecgonin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Benzoyllecgonin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Benzoyllecgonin, quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07939 Kokain, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Bisoprolol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Brexipiprazol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Bromazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Bromazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Bromazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Bromazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Bromperidol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Brivaracetam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Buprenorphin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Buprenorphin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Buprenorphin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapie, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Bupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Butyrylfentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Cannabidiol qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Cannabidiol qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Carbamazepin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Carbamazepin-Epoxid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
10-OH-Carbamazepin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Carfentanil qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Cariprazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Chinidin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Chlordiazepoxid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Chlordiazepoxid quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Chlorpromazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Chlorprothiken quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Citalopram qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Clomethiazol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Citalopram	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Clomipramin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Clobazam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Clobazam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1				
Clonazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Clonazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Clonazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Clonazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Clozapin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Codein qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Codein qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Codein quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapie, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Cotinin	Urin	LC-MS/MS	SA-07376 Quantitative Bestimmung von Cotinin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Cyclosporin A	Vollblut	LC-MS/MS	SA-06916 Immunsuppressiva, Version 2	LC-MS/MS 1 und 2	Shimadzu	x	
Debutylidronedaron	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Dehydroaripiprazol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Demoxepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Demoxepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Desalkylflurazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Desalkylflurazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Desethylamiodaron	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
N-Desmethylicitalopram	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
N-Desmethylnirtazapin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Desmethyfluoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
N-Desmethyfluoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Desipramin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Diazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Diazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Diazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Diazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x

Dihydrocodein qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Dihydrocodein qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Dihydrocodein quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Diltiazem	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Disopyramid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Doxepin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Doxepin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Dronedaron	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Duloxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
EDDP qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
EDDP qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
EDDP quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapeutika, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Estazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Ethylglucuronid EtG quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07000 Ethylglucuronid, Version 2	LC-MS/MS 1 und 3	Shimadzu	x	
Ethylsulfat ETS quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07000 Ethylglucuronid, Version 2	LC-MS/MS 1 und 3	Shimadzu	x	
Erythro-Duhydrobupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Everolimus	Vollblut	LC-MS/MS	SA-06916 Immunsuppressiva, Version 2	LC-MS/MS 1 und 2	Shimadzu	x	
Fentanyl qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Fentanyl qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Fentanyl quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Fentanyl, quantitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Flecainid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
S-Flucytosin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Flunarizin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Flunitrazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Flunitrazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Flunitrazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Flunitrazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Flupentixol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Flurazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Flurazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Fluoxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Fluvoxamin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Furanylfentanyl (Fu-F) qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Gabapentin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Gabapentin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Haloperidol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Hydrochinidin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Hydromorphon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Hydromorphon qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Hydromorphon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Hydroxyitraconazol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Hydroxybupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Imipramin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Itraconazol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Isavuconazol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Ketamin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Ketamin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Ketamin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Ketoconazol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Kokain qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Kokain quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07939 Kokain, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Lacosamid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Lamotrigin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Levetiracetam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Levomopromazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Lidocain	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Loperamid qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Lorazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Lorazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Lorazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Lorazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x

Lorazepam-Glucuronid qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1 SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Lormetazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Lormetazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Lormetazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Loxapin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
LSD qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
LSD	Urin	LC-MS/MS	SA-07938 LSD, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
2-Oxo-3-OH-LSD	Urin	LC-MS/MS	SA-07938 LSD, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Maprotilin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
MBDB qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MBDB quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MBDB qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
MDA qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
MDA qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MDA quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MEDA qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
MEDA qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MDEA quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MDMA qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
MDMA qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MDMA quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MDPV qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
MDPV qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
MDPV quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Meconin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Medazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Medazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Melperon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Methadon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Methadon qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Methadon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapeutika, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Methamphetamin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Methamphetamin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Methamphetamin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07955 Amphetamine und Derivate, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Methoxyacetylfentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Methylmalonsäure	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07036 Methylmalonsäure, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Methylmalonsäure Recipe	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08191 Methylmalonsäure Recipe, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Methylphenidat qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Methylphenidat	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Metoprolol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Mexiletin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Mianserin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Midazolam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Midazolam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Midazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Midazolam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Mirtazapin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Mirtazapin quantitativ	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Mitragynin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Milnacipran	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Moclobemid	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Morphin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Morphin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Morphin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapeutika, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Naloxon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Naloxon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
N-Desmethyldiazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
N-Desmethyldiazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
N-Desmethyldiazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Nikotin	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07376 Quantitative Bestimmung von Cotinin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x

Nitrazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Nitrazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nitrazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nitrazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norbuprenorphin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norbuprenorphin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Norbuprenorphin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1 SA-07902 Substitutionstherapie, Version 1	LC-MS/MS 2 und 3	Shimadzu		x
Norcarfentanil qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norclobazam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norclobazam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norclomipramin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Norcodein qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norcodein quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nordiazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Nordiazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nordiazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nordiazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nordoxepin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Nordoxepin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norfentanyl qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norfentanyl qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norfentanyl quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norfentanyl, quantitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norflunitrazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norflunitrazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norflunitrazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norketamin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norketamin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Norketamin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Normaprotin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Noroxycodon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norquetiapin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Nortilidin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Nortilidin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nortilidin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Nortryptilin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Nortryptilin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Norverapamil	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Norzoplicon qualitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Noscapin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Notrimipramin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Ocfentanil qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
O-Desmethyltramadol qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
O-Desmethyltramadol	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
O-Desmethylvenlafaxin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
O-Desmethylvenlafaxin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
O-Noritamadol qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Olanzapin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Olanzapin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Opipramol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Oxazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Oxazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Oxazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Oxazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Oxazepam-Glucuronid qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1 SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Oxcarbazepin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Oxycodon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Oxycodon qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Oxycodon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opioide im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x

Oxymorphon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Oxymorphon qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Oxymorphon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Papaverin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Paroxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Posaconazol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Perazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Perampanel quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Perphenazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Phencyclidin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Pimozid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Pipamperon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Präpam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Präpam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Pregabalin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Pregabalin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Primidon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Promethazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Propafenon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Propanolol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Prothipendyl quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Protriptylin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Quetiapin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Quetiapin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Remifentanyl quantitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Remifentanilsäure qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Reboxetin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Risperidon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Ritalinsäure qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Ritalinsäure	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Rufinamid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Sertindol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Sirolimus	Vollblut	LC-MS/MS	SA-06916 Immunsuppressiva, Version 2	LC-MS/MS 1 und 2	Shimadzu	x	
Sotalol	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06930 Antiarrhythmika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Sufentanil	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07374 Multi-Target-Screening im Serum, Version 0.1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Sufentanil, quantitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Sulprid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Sultiam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Stiripentol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Tacrolimus	Vollblut	LC-MS/MS	SA-06916 Immunsuppressiva, Version 2	LC-MS/MS 1 und 2	Shimadzu	x	
Temazepam qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Temazepam qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Temazepam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Temazepam-Glucuronid qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Temazepam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Tetrahydrofurfanylfentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
THC qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
THC, quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07375 Quantitative Bestimmung von Cannabis, Version 0.1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
THC-COOH qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
THC-COOH quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08427 Cannabis im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
THC-COOH, quantitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07375 Quantitative Bestimmung von Cannabis, Version 0.1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Thebain qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Theophyllin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Thioridazin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Threo-Dihydropupropion	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Tianeptin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Tilidin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Tilidin qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Tilidin quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Topirammat quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 3	Shimadzu	x	
Tramadol qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Tramadol qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Tramadol quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08236 Opiate und Opiode im Urin, Version 0.1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x

Tranlycypromin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Trazodon	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Triazolam quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Triazolam quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Trimipramin	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06898 Trizyklische Antidepressiva, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Trimipramin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Valeryl-fentanyl qualitativ	Urin, Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07200 Fentanyl und Designerfentanyl, Version 3	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Verapamil quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Voriconazol	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-07912 Antimycotika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Venlafaxin qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Venlafaxin	Serum, EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SA-06910 Antidepressiva, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Vigabatrin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Zaleplon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Ziprasidon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Zolpidem qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-07002 Multitargetscreening im Speichel, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Zolpidem qualitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-07373 Multi-Target-Screening im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Zolpidem quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Zolpidem-6-COOH qualitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Zolpidem Phenyl-4-COOH qualitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Zopiclon qualitativ	Speichel	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Zopiclon quantitativ	Urin	LC-MS/MS	SA-08130 Benzodiazepine im Urin, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Zopiclon quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 3	Shimadzu		x
Zopiclon-N-Oxid qualitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08393 Benzodiazepine im Serum, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu		x
Zonisamid quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-08153 Antiepileptika, Version 2	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Zotepin quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
Zuclopenthixol quantitativ	Serum, Plasma	LC-MS/MS	SA-06982 Neuroleptika, Version 1	LC-MS/MS 2	Shimadzu	x	
General Unknown Screening	Urin, Serum, Plasma, Speichel	UHPLC-MSn	SA-06973 General Unknown Screening, Version 1	Toxtyper	Bruker		x
Synthetische Cannabinoide qualitativ	Urin, Serum, Speichel	UHPLC-MSn	SA-08410 Synthetische Cannabinoide, Version 0.1	Toxtyper	Bruker		x

Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Basophile Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Eosinophile Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Erythrozyten	EDTA-Blut	Impedanzmessung	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Hämatokrit	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Hämoglobin	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Leukozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Monozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Neutr. Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Normoblasten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie mit Halbleiterlaser	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	
Thrombozyten	EDTA-Blut	Impedanzmessung	SA-04280 Sysmex XN, Version 4	XN 1000	Sysmex	x	

Untersuchungsart:
Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Chlorid	Serum, Urin	ISE	SA-04769 Electrolyte Natrium, Kalium, Chlorid, Version 2	Cobas	Roche	x	
Kalium	Serum, Urin	ISE	SA-04769 Electrolyte Natrium, Kalium, Chlorid, Version 2	Cobas	Roche	x	
Natrium	Serum, Urin	ISE	SA-04769 Electrolyte Natrium, Kalium, Chlorid, Version 2	Cobas	Roche	x	

Untersuchungsart:
Elektrophorese*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Serumproteine: -Albumin -Alpha 1 Globulin -Alpha 2 Globulin -Beta Globulin	Serum	Kapillarelektrophorese	SA-06243 Elektrophorese, Version 4	Capillarys	Sebia	X	
Immunfixation	Serum	Kapillarelektrophorese	SA-08175 Immuntypisierung-FIX, Version 2	Capillarys	Sebia	X	

Untersuchungsart:
Koagulometrie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Fibrinogen	Citratplasma	Koagulometrische Messung	SA-04998 Gerinnungsanalysen am BCS Quick INR PTT und Fibrinogen, Version 4	BCS XP	Siemens	x	
aPTT	Citratplasma	Koagulometrische Messung	SA-04998 Gerinnungsanalysen am BCS Quick INR PTT und Fibrinogen, Version 4	BCS XP	Siemens	x	
Quick	Citratplasma	Koagulometrische Messung	SA-04998 Gerinnungsanalysen am BCS Quick INR PTT und Fibrinogen, Version 4	BCS XP	Siemens	x	
INR	Citratplasma	Koagulometrische Messung	SA-04998 Gerinnungsanalysen am BCS Quick INR PTT und Fibrinogen, Version 4	BCS XP	Siemens	x	

Untersuchungsart:
Ligandenassays*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
ACTH (Adrenokortikotropes Hormon)	EDTA-Plasma	ECLIA	SA-08115 ACTH, Version 1	Cobas	Roche	x	
AFP	Serum	ECLIA	SA-05742 Alpha1-Fetoprotein, Version 1	Cobas	Roche Diagnostics	x	
CA125	Serum	ECLIA	SA-04976 Cancer-Antigen 125, CA125, Version 3	Cobas	Roche Diagnostics	x	
CA15-3	Serum	ECLIA	SA-04973 Cancer-Antigen 15-3, CA15-3, Version 3	Cobas	Roche Diagnostics	x	
CA19-9	Serum	ECLIA	SA-04981 Carbohydrate-Antigen 19-9, CA 19-9, Version 3	Cobas	Roche Diagnostics	x	
CEA (Carcinoembryonales Antigen)	Serum	ECLIA	SA-04982 Carcinoembryonales Antigen, CEA, Version 3	Cobas	Roche Diagnostics	x	
Cortisol	Serum	ECLIA	SA-05743 Cortisol, Version 2	Cobas	Roche	x	
C-Peptid	Serum	ECLIA	SA-04992 C-Peptid, Version 2	Cobas	Roche Diagnostics	x	
DHEAS	Serum	ECLIA	SA-05744 Dehydroepiandrosteron-Sulfat DHEA-S, Version 1	Cobas	Roche	x	
Digitoxin	Serum	ECLIA	SA-05745 Digitoxin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Estradiol	Serum	ECLIA	SA-05747 Oestradiol, Version 2	Cobas	Roche	x	
Ferritin	Serum	ECLIA	SA-05068 Ferritin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Folsäure	Serum	ECLIA	SA-08485 Folsäure, Version 1	Cobas	Roche	x	
freies β -HCG	Serum	FIA-Trace-Technologie	SA-05751 Humanes Choriongonadotropin HCG+ β , Version 2	Kryptor Gold	Brahms	x	
FSH	Serum	ECLIA	SA-05750 Follikel-stimulierendes Hormon FSH, Version 1	Cobas	Roche	x	
FT3, freies T3	Serum	ECLIA	SA-04983 freies Trijodthyronin, FT3, Version 2	Cobas	Roche	x	
FT4, freies T4	Serum	ECLIA	SA-04984 freies Thyroxin, FT4 Version 3	Cobas	Roche	x	
HCG	Serum	ECLIA	SA-05751 Humanes Choriongonadotropin HCG+ β , Version 2	Cobas	Roche	x	
HGH Humanes Wachstumshormon	Vollblut /Serum, Lithium-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	SA-08171 hGH am Cobas 8000, Version 2	Cobas	Roche		x
Insulin	Vollblut /Serum, Lithium-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	SA-08170 Standardarbeitsanweisung Insulin, Version 2	Cobas	Roche	x	
LH	Serum	ECLIA	SA-05761 Luteinisierendes Hormon LH, Version 1	Cobas	Roche	x	
NT-proBNP	Serum	ECLIA	SA-05774 N-terminales pro-B-Typ natriuretisches Peptid ProBNP, Version 1	Cobas	Roche	x	
Pankreaselastase	Stuhl	EIA	SA-08378 Pankreaselastase ELISA im Stuhl, Version 2	DSX	BIOSERV Diagnostics	x	
PAPP-A	Serum	FIA-Trace-Technologie	SA-04736 Ersttrimester freies β HCG und PAPP-A, Version 3	Kryptor Gold	Brahms	x	
Paracetamol (Acetaminophen)	Serum, Urin	EIA	SA-06761 Paracetamol, Version 2	Cobas	Roche	x	
Präeklampsie sFlt-1 und PlGF	Serum	FIA-Trace-Technologie	SA-08295 Präeklampsie, Version 1	Kryptor Gold	Brahms	x	
Procalcitonin PCT	Serum	ECLIA	SA-04933 Procalcitonin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Progesteron	Serum	ECLIA	SA-05763 Progesteron, Version 1	Cobas	Roche	x	
Prolaktin	Serum	ECLIA	SA-05762 Prolaktin, Version 1	Cobas	Roche	x	
PSA	Serum	ECLIA	SA-04991 Prostataspezifisches Antigen totales und freies PSA, Version 2	Cobas	Roche	x	
PSA, freies	Serum	ECLIA	SA-04991 Prostataspezifisches Antigen totales und freies PSA, Version 2	Cobas	Roche	x	
PTH, intakt	EDTA-Plasma/Serum	ECLIA	SA-05778 Parathormon, Version 1	Cobas	Roche	x	
SHBG	Serum	ECLIA	SA-05775 Sexualhormonbindendes Globulin SHBG, Version 1	Cobas	Roche	x	
Somatomedin-C (IGF-1)	Serum, Lithium-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	SA-08174 Standardarbeitsanweisung IGF-1, Version 1	Cobas	Roche	x	
Testosteron	Serum	ECLIA	SA-05766 Testosteron, Version 2	Cobas	Roche	x	
Thyreoglobulin, sensitiv	Serum	FIA-Trace-Technologie	SA-04330 Humanes Thyreoglobulin Sensitiv - HTG, Version 3	Kryptor Gold	Brahms	x	
Troponin T	Serum	ECLIA	SA-05776 Troponin T, Version 4	Cobas	Roche	x	
TSH	Serum	ECLIA	SA-05777 Thyreoidea-stimulierendes Hormon TSH, Version 1	Cobas	Roche	x	
Vitamin B12	Serum	ECLIA	SA-05052 Vitamin B12, Version 2	Cobas	Roche	x	
Vitamin B12 aktiv, Holotranscobalamin	Serum	ECLIA	SA-07943 Active B12 (Holotranscobalamin), Version 1	Cobas	Roche	x	
Vitamin D, 25-Hydroxy-	Serum	ECLIA	SA-04994 Vitamin D total, Version 2	Cobas	Roche	x	

Untersuchungsart:
Mikroskopie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Differentialblutbild	EDTA-Blut, Kapillarblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Knochenmarkzytologie	EDTA-Knochenmarkblut, Knochenmark	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Leukozytendifferenzierung	Punktat, BAL	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Erythrozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut	Mikroskopie	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Erythrozytenmorphologie	Urin	Helfeldmikroskopie	SA-05354 Erythrozytenmorphologie, Version 2	UC-5000 / manuell	Sysmex	x	
Blasten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Promyelozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Neutrophile Myelozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Neutrophile Metamyelozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Stabkernige Neutrophile	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Segmentkernige Neutrophile	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Eosinophile	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Basophile	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Monozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Promonozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Lymphozyten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Plasmazellen	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Erythroblasten	EDTA-Blut, Kapillarblut, Knochenmarkblut	Färbung nach Pappenheim	SA-04045 Färbung nach Pappenheim, Version 2	Mikroskop / SP-50 / DI-60	Merck / Sysmex	x	
Urin-Sediment	Urin	Automatische Mikroskopie	SA-08155 Urinsediment mittels UF5000, Version 1 SA-08156 Digitale Urinmikroskopie UD-10, Version 1	UF5000, UD-10	Sysmex	x	
Kristalle (Urat-, Kalziumphosphat)	Gelenkpunktat	Polarisationsmikroskopie	SA-04238 Bronchoalveoläre Lavage und Punktate, Version 3	Mikroskop	entfällt	x	
Eisenstatus (Sideroblasten)	EDTA-Knochenmarkblut, Knochenmarkbröckel	histochemische Färbung	SA-04283 Eisenfärbung, Version 3	Mikroskop	Merck	x	

Untersuchungsart:
Sedimentationsuntersuchungen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit)	EDTA-Blut	kinetische Durchflussanalyse	SA-04980 BSG am Alifax, Version 2	Alifax	Beckmann Coulter	x	

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Photometrie)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
ALAT/GPT	Serum	Photometrie	SA-03989 Alanine Aminotransferase, Version 3	Cobas	Roche	x	
Alkalische Phosphatase	Serum	Photometrie	SA-04131 Alkalische Phosphatase, Version 2	Cobas	Roche	x	
Amylase	Serum	Photometrie	SA-04364 Amylase, Version 3	Cobas	Roche	x	
ASAT/GOT	Serum	Photometrie	SA-04760 Aspartat Aminotransferase ASAT, Version 3	Cobas	Roche	x	
Bilirubin, direkt	Serum	Photometrie	SA-04368 Bilirubin direkt, Version 2	Cobas	Roche	x	
Bilirubin, gesamt	Serum	Photometrie	SA-04370 Bilirubin total, Version 2	Cobas	Roche	x	
Blutzucker	Hämolyat	Photometrie	SA-04390 Glucose, Version 2	Cobas	Roche	x	
Calcium	Serum, Urin	Photometrie	SA-04371 Calcium, Version 2	Cobas	Roche	x	
Cholesterin, gesamt	Serum	Photometrie	SA-04376 Cholesterol, Version 5	Cobas	Roche	x	
Cholinesterase	Serum	Photometrie	SA-04374 Cholinesterase, Version 2	Cobas	Roche	x	
CK	Serum	Photometrie	SA-04377 Creatine Kinase, Version 4	Cobas	Roche	x	
CKMB	Serum	Photometrie	SA-04378 Creatinkinase-MB, Version 3	Cobas	Roche	x	
Eisen	Serum	Photometrie	SA-04761 Eisen, Version 3	Cobas	Roche	x	
Eiweiß, gesamt	Serum	Photometrie	SA-05162 Gesamtprotein, Version 2	Cobas	Roche	x	
Gamma-GT	Serum	Photometrie	SA-04388 Gamma-Glutamyltransferase, Version 2	Cobas	Roche	x	
Gentamicin	Serum	Photometrie	SA-04385 Gentamicin, Version 2	Cobas	Roche	x	
GLDH	Serum	Photometrie	SA-04389 Glutamatdehydrogenase, Version 2	Cobas	Roche	x	
Glucose	NAF-Plasma, Urin	Photometrie	SA-04390 Glucose, Version 3	Cobas	Roche	x	
Harnsäure	Serum, Urin	Photometrie	SA-05650 Harnsäure, Version 2	Cobas	Roche	x	
Harnstoff	Serum, Urin	Photometrie	SA-05652 Harnstoff, Version 2	Cobas	Roche	x	
HDL-Cholesterin	Serum	Photometrie	SA-04402 HDL-Cholesterol, Version 4	Cobas	Roche	x	
Kreatinin	Serum, Urin	Photometrie	SA-04379 Creatinin, GFR, Version 5	Cobas	Roche	x	
LDH	Serum	Photometrie	SA-04806 Lactatdehydrogenase LDH, Version 2	Cobas	Roche	x	
LDL-Cholesterin	Serum	Photometrie	SA-04808 LDL-Cholesterol, Version 3	Cobas	Roche	x	
Lithium	Serum	Photometrie	SA-06719 Lithium, Version 1	Cobas	Roche	x	
Lipase	Serum	Photometrie	SA-04818 Lipase, Version 4	Cobas	Roche	x	
Magnesium	Serum / Li-Heparin Plasma	Photometrie	SA-04047 Magnesium MG2, Version 2	Cobas	Roche	x	
Paracetamol (Acetaminophen)	Serum, Lithium-Heparin-, K2-EDTA- und K3-EDTA-Plasma	Photometrie	SA-06761 Paracetamol, Version 1	Cobas	Roche	x	
Phosphat	Serum, 24h-Urin	Photometrie	SA-05159 Phosphat, Version 2	Cobas	Roche	x	
saure Phosphatase	Serum	Photometrie	SA-04048 Saure Phosphatase SP, Version 2	Cobas	Roche	x	
Triglyceride	Serum	Photometrie	SA-05649 Triglyceride, Version 3	Cobas	Roche	x	
Vancomycin	Serum	Photometrie	SA-05656 Vancomycin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Speichelanteil	Speichel	Photometrie	SA-06880 Bestimmung des Speichelanteils, Version 1	Cobas	Roche	x	

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Reflektometrie)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Urinteststreifen	Urin	Teststreifen mit photometrischer Auswertung	SA-08120 Urinteststreifen Sysmex UC-3500, Version 1 SA-07222 Urinteststreifen am cobas u411, Version 1	UC-3500 cobas u411	Sysmex Roche Diagnostics	x	

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Turbidimetrie)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Albumin	Serum	Turbidimetrie	SA-04084 Albumin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Antistreptolysintiter	Serum	Turbidimetrie	SA-04367 Antistreptolysin, Version 2	Cobas	Roche	x	
CRP	Serum	Turbidimetrie	SA-04381 C-reaktives Protein, Version 3	Cobas	Roche	x	
D-Dimere	Citrat-Plasma	Turbidimetrie	SA-04382 D-Dimer, Version 4	Cobas	Roche	x	
Eiweiß, gesamt	Urin	Turbidimetrie	SA-05348 Gesamtweiß im Urin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Haptoglobin	Serum	Turbidimetrie	SA-04403 Haptoglobin, Version 2	Cobas	Roche	x	
Lipoprotein a	Serum	Turbidimetrie	SA-06721 Lipoprotein A, Version 1	Cobas	Roche	x	
Mikroalbumin	Urin	Turbidimetrie	SA-04049 Albumin im Urin ALBT, Version 2	Cobas	Roche	x	
Rheumafaktor	Serum/Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05160 Rheumafaktor RF, Version 2	Cobas	Roche	x	
Transferrin	Serum/ Li-Heparin Plasma	Turbidimetrie	SA-05349 Transferrin, Version 1	Cobas	Roche	x	

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Zellulärer Immunstatus, B- und T-Zellreifungsstatus	EDTA-, Heparin-, Citrat-Blut	Durchflusszytometrie	SA-04139 Zellulärer Immunstatus, Version 3	FacsLyric	BD		x
Zelluläre Leukämie und Lymphomdiagnostik	EDTA-, Heparin-, Citrat-Blut, EDTA-, Heparin-Knochenmarkblut, Liquor, Punktate	Durchflusszytometrie	SA-04235 Zelluläre Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Version 4	FacsLyric	BD		x
Bronchoalveoläre Lavage und Punktate: Quantitative Bestimmung der Zellverteilung sowie Lymphozytenverteilung und -aktivierung, Kristalle und Quantitative Ermittlung der Erythrozyten und Leukozyten, manuelle Differenzierung der Leukozyten	BAL, Punktate, Synovialflüssigkeit	Durchflusszytometrie	SA-04238 Bronchoalveoläre Lavage und Punktate, Version 3	FacsLyric	BD		x
PNH-Diagnostik	EDTA-, Heparin-, Citrat-Blut	Durchflusszytometrie	SA-04260 Paroxysmale Nächtliche Hämoglobinurie, Version 3	FacsLyric	BD		x

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
AMA-M2 Subtypen	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	EIA	SA-04054 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA Test, Version 5	Immunomat	Euroimmun	x	
CCP	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07958 CCP am Bioplex 2200, Version 2	Bioplex	Biorad	x	
ds-DNS	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
ECP (Eosinophiles Kationisches Protein)	Serum	Chemilumineszenz	SA-08486 Eosinophiles Kationisches Protein (ECP)	Immulite 2000XPI	Siemens	x	
Gewebsstransglutaminase-Ak, IgA	Serum, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-08229 Zöliakie am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
Gewebsstransglutaminase-Ak, IgG	Serum, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-08229 Zöliakie am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
Gliadin-Ak, IgA	Serum, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-08229 Zöliakie am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
Gliadin-Ak, IgG	Serum, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-08229 Zöliakie am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
IgE, gesamt	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	ECLIA	SA-04633 Immunglobulin E, Version 2	Cobas	Roche	x	
Interleukin 6	Serum, Li-Heparin-, EDTA-	ECLIA	SA-06722 Interleukin-6, Version 1	Cobas	Roche	x	
Jo-1	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
MAK (Anti-TPO)	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	SA-04864 Anti-Thyreoperoxidase Anti-TPO, Version 4	Cobas	Roche	x	
MPO (p-ANCA)	Serum	Multiplex immunoassay	SA-07967 MPO, PR3, GBM am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
PR3	Serum	Multiplex immunoassay	SA-07967 MPO, PR3, GBM am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
Scl-70	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
Sm	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
SSA	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
SSB	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
TAK/Anti-TG	Serum, EDTA-Plasma	ECLIA	SA-04971 Anti-Thyreoglobulin Anti-TG, Version 2	Cobas	Roche	x	
TRAK	Serum	ECLIA	SA-04972, Thyreotropin-Rezeptor-Autoantikörper TRAK, Version 3	Cobas	Roche	x	
Sm-RNP	Serum, Heparin-, EDTA Plasma	Multiplex immunoassay	SA-07995 ENA am Bioplex 2200, Version 1	Bioplex	Biorad	x	
IgE, spezifisches	Serum	Chemilumineszenz	SA-04057 Immulite 2000XPI, spezifisches IgE, Version 2	Immulite 2000XPI	Siemens	x	

Untersuchungsart:**Mikroskopie***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
AMA	Serum	IFT	SA-04053 LKM Liver-Kidney-Mikrosomale-Antikörper / SMA Antikörper gegen glatte Muskulatur / Aktin-Antikörper / Anti-Parietalzell-Antikörper / AMA Antikörper Version 5	Manuell/ Sprinter XL	Inova	x	
ANA-Screen Hep-2-Zelle	Serum	IFT	SA-05862 ANA Screening, Version 3	Manuell/ Sprinter XL	Euroimmun	x	
ANCA-Screen auf Granulozyten	Serum	IFT	SA-04031 ANCA-Screening, Version 4	Manuell/ Sprinter XL	Euroimmun	x	
ds-DNS Crithidia lucillae (systemic lupus erythematosus (SLE))	Serum	IFT	SA-04052 dsDNS Screen Crithidia lucillae iIFT, Version 4	Manuell/ Sprinter XL	Euroimmun	x	
LKM-Ak	Serum	IFT	SA-04053 LKM Liver-Kidney-Mikrosomale-Antikörper / SMA Antikörper gegen glatte Muskulatur / Aktin-Antikörper / Anti-Parietalzell-Antikörper / AMA Antikörper Version 5	Manuell	Inova	x	
Parietalzell-Ak	Serum	IFT	SA-04053 LKM Liver-Kidney-Mikrosomale-Antikörper / SMA Antikörper gegen glatte Muskulatur / Aktin-Antikörper / Anti-Parietalzell-Antikörper / AMA Antikörper Version 5	Manuell	Inova	x	
SMA (Ak gegen glatte Muskulatur)	Serum	IFT	SA-04053 LKM Liver-Kidney-Mikrosomale-Antikörper / SMA Antikörper gegen glatte Muskulatur / Aktin-Antikörper / Anti-Parietalzell-Antikörper / AMA Antikörper Version 5	Manuell	Inova	x	

Untersuchungsart:**Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie)***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
IgA	Serum	Turbidimetrie	SA-04412 Immunglobulin A, Version 2	Cobas	Roche	x	
IgG	Serum/Urin	Turbidimetrie	SA-04755 Immunglobulin G, Version 3	Cobas	Roche	x	
IgM	Serum	Turbidimetrie	SA-04756 Immunglobulin M, Version 2	Cobas	Roche	x	
IgG	Urin	Immunologischer Trübungstest	SA-04058 Immunglobulin IgG im Urin, Version 2	Cobas 8000 c502	Roche	x	
A1-Mikroglobulin	Urin	Immunologischer Trübungstest	SA-05657 alpha1-Mikroglobulin im Urin, Version 1	Cobas 8000 c502	Roche	x	
Freie Leichtketten Kappa	Serum	Turbidimetrie	SA-06868 Freie Leichtketten Kappa, freie Leichtketten Lambda Version 2	Cobas 8000 c503	Roche	x	
Freie Leichtketten Lambda	Serum	Turbidimetrie	SA-06868 Freie Leichtketten Kappa, freie Leichtketten Lambda Version 2	Cobas 8000 c504	Roche	x	

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie**Untersuchungsart:****Agglutinationsteste***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Salmonellen	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Agglutination	SA-04545 Differenzierung von Salmonellen, Version 3	Manuell / Visuell	Sifin	x	
Shigellen	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Agglutination	SA-04309 Nachweis von Shigellen kulturell, Version 6	Manuell / Visuell	Sifin	x	
Staphylokokkus aureus-Stämmen	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Latexagglutination	SA-03252 Staphylokokken Latex, Version 2	Manuell / Visuell	Oxoid	x	
Streptokokken der Lancefield-Gruppe A, B, C, D, F, G	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Latexagglutination	SA-03253 Streptokokken Latex, Version 2	Manuell / Visuell	Oxoid	x	

Untersuchungsart:
Empfindlichkeitstestung von Bakterien und Pilzen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
aerobe Bakterien	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK): Wachstumskinetik, Etest	SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5 SA-03341 Empfindlichkeitsprüfung mittels Etest, Version 4	Vitek/ manuell	BioMérieux	x	
Hefen	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Heferesistenzbestimmung: Mikrobouillondilution, Wachstumskinetik	SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5 SA-03341 Empfindlichkeitsprüfung mittels Etest, Version 4	Vitek/ manuell	BioMérieux	x	
Streptokokken (Streptococcus pneumoniae Streptococcus spp.)	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	
Coryneforme Bakterien	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	
Listerien	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	
Haemophilus spp.	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	
Moraxella spp.	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	
Neisseria spp.	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	
Nonfermenter	Reinkultur aus humanen Untersuchungsmaterial	Resistenzbestimmung: Agardiffusion	SA-03334 Resistenztestung mittels Agardiffusion, Version 6	Manuell	Oxoid	x	

Untersuchungsart:
Keimdifferenzierung / -identifizierung / -typisierung*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
anaerobe Bakterien	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux, Remel	x	
coryneforme Bakterien	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux	x	
Glucose-nichtfermentierende Bakterienarten	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux, Becton Dickinson	x	
gramnegative und grampositive Bakterien	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux, Becton Dickinson	x	
darmpathogene Bakterien	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux	x	
Moraxella catarrhalis	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux	x	
Haemophilus spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2	Vitek MS, visuelle Ablesung	BioMérieux, Remel	x	
Neisseria spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2	Vitek MS, visuelle Ablesung	BioMérieux, Remel	x	
Streptococcus pneumoniae	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Optochintest, Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03248 Optochin Test, Version 3	Vitek MS/Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux, Mast	x	
Staphylococcus spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Gasbildung in Gegenwart von H ₂ O ₂	SA-03213 Katalase, Version 3	Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
Micrococcus spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Gasbildung in Gegenwart von H ₂ O ₂	SA-03213 Katalase, Version 3	Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
Corynebacterium spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Gasbildung in Gegenwart von H ₂ O ₂	SA-03213 Katalase, Version 3	Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
Listeria spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Gasbildung in Gegenwart von H ₂ O ₂	SA-03213 Katalase, Version 3	Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
Yersinia spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Gasbildung in Gegenwart von H ₂ O ₂	SA-03213 Katalase, Version 3	Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
Streptococcus spp.	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Gasbildung in Gegenwart von H ₂ O ₂	SA-03213 Katalase, Version 3	Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
Streptokokken	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux	x	
Enterokokken	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5	Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux	x	

Hefepilze	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Biochemische Differenzierung	SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2	Vitek MS/Manuell/ visuelle Ablesung	BioMérieux	x	
MRSA-Stämme	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	PBP2-Latexagglutination, Chromagar, Biochemie, Differenzierung, Resistenzmuster	SA-04538 Nachweis von MRSA kulturell, Version 6 SA-03252 Staphylokokken Latex, Version 2 SA-03251 PBP2 Test, Version 3 SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2	Manuell/ Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux, Oxoid	x	
VRE-Stämme	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Chromagar, Resistenzmuster, Biochemische Differenzierung, Vancomycin-Teicoplanin-Etest	SA-04311 Nachweis von VRE, Version 5 SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5 SA-03341 Empfindlichkeitsprüfung mittels Etest, Version 4	Manuell/ Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux, Becton Dickinson, Bestbion	x	
multiresistente gramnegative Erreger	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Chromagar, Biochemische Differenzierung, Resistenzmuster, Etest	SA-04146 Nachweis von multiresistenten gramnegativen Stäbchen, Version 5 SA-04320 Methodendurchführung am Vitek MS, Version 2 SA-03394 Methodendurchführung am Vitek 2, Version 5 SA-03341 Empfindlichkeitsprüfung mittels Etest, Version 4	Manuell/ Vitek MS/ Vitek2	BioMérieux, Becton Dickinson, Bestbion	x	

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Blut, Punktat, Liquor	halbautomatische Anzucht	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5	BactAlert, Brutschrank	BioMérieux	x	
Aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Sekrete, BAL, Sputum, Abstriche, IUP, Abszesse, Urin, Punktate, Ascites, Katheterspitzen, Liquor, Gewebe, Muttermilch, Stuhl	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03306 Arbeitsplatz Stuhl, Version 7 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-02812 Urin Bakteriologie, Version 3	Brutschrank,	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin,	x	
Aerobe, anaerobe Bakterien, Pilze	Gelenkprothese (Sonikation)	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4	Ultraschallbad, Brutschrank,	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia		x
Grampositive aerobe Kokken (Enterokokken, Streptokokken, Pneumokokken, Staphylokokken)	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Sonikate	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-02812 Urin Bakteriologie, Version 3	BactAlert, Brutschrank, Ultraschallbad	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia Electronic	x	

Grampositive aerobe Stäbchen (Corynebakterien, Bacillus)	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Sonikate	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-03943 Nachweis von Bacillus spp kulturell, Version 5 SA-03946 Nachweis von Corynebakterien, Version 5	BactAlert, Brutschrank, Ultraschallbad	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia Electronic	x	
Enterobakterien	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Sonikate	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03306 Arbeitsplatz Stuhl, Version 7 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-03364 Kultureller Nachweis von Enterobacteriales, Version 6 SA-04309 Nachweis von Shigellen kulturell, Version 6 SA-04544 Nachweis von Yersinien, Version 4 SA-02812 Urin Bakteriologie, Version 3	BactAlert, Brutschrank, Ultraschallbad	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia Electronic	x	
Nonfermenter	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Sonikate	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03306 Arbeitsplatz Stuhl, Version 7 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-04136 Nachweis von Nonfermentern, Version 5 SA-02812 Urin Bakteriologie, Version 3	BactAlert, Brutschrank	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia Electronic	x	
Anaerobe Bakterien (inkl. Clostridien)	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Sonikate	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4 SA-03176 Arbeitsplatz Anaerobier, Version 6 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-03945 Nachweis von Clostridien kulturell, Version 3	BactAlert, Brutschrank, Ultraschallbad	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia Electronic	x	
Aktinomyzeten	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Sonikate	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-02684 Untersuchung von orthopädischen Prothesen mittels Ultraschallbehandlung, Version 4 SA-03176 Arbeitsplatz Anaerobier, Version 6 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-03428 Nachweis von anaeroben Actinomyceten, Version 5	BactAlert, Brutschrank, Ultraschallbad	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin, Bandelia Electronic	x	
Campylobacter spp.	Stuhl, Blutkultur	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03306 Arbeitsplatz Stuhl, Version 7 SA-03944 Nachweis von Campylobacter kulturell, Version 5	BactAlert, Brutschrank	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin	x	

Gardnerellen	Abstriche, IUP, Sekrete	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-04118 Nachweis von Gardnerella vaginalis kulturell, Version 3	Brutschrank	BioMérieux	x	
Haemophilus, Pasteurella, Moraxella spp.	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03209 Arbeitsplatz Mukoviszidose, Version 5 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-03187 Infektionen der Haut und der subkutanen Weichteile, Version 6 SA-04123 Nachweis von Haemophilus, Pasteurella, Moraxella, Version 6	BactAlert, Brutschrank	BioMérieux, Oxoid, Becton Dickinson, Sifin	x	
Listerien	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Stuhl, Mekonium	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03306 Arbeitsplatz Stuhl, Version 7 SA-04127 Nachweis von Listerien, Version 5	BactAlert, Brutschrank	BioMérieux	x	
Meningokokken	Abstriche, Blutkulturen, Liquor, Sekrete	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03190 Arbeitsplatz HNO, Version 4 SA-03196 Arbeitsplatz Liquor, Version 4 SA-03220 Arbeitsplatz Respiratorische Proben, Version 6 SA-04322 Nachweis von Meningokokken, Version 5	BactAlert, Brutschrank	BioMérieux	x	
Gonokokken	Abstriche, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Sekrete	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7	Brutschrank	BioMérieux	x	
Mycoplasmen, Ureaplasmen	Abstriche, Gewebe, IUP, Körperflüssigkeiten, Sekrete	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-03185 Arbeitsplatz gynäkologische Materialien, Version 5 SA-03309 Arbeitsplatz Urogenital-Abstriche, Version 7 SA-04307 Nachweis von Mycoplasmen und Ureaplasmen, Version 6	Brutschrank	BioMérieux	x	
Vibrien, Plesiomonas, Aeromonas	Stuhl, Dünndarminhalt	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-04310 Nachweis von Vibrio spp., Aeromonas spp., Plesiomonas spp., Version 3	Brutschrank	BioMérieux	x	
Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Stuhl	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-04538 Nachweis von MRSA kulturell, Version 6	Brutschrank	BioMérieux	x	
Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE)	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Stuhl	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-04311 Nachweis von VRE, Version 5	Brutschrank	BioMérieux	x	
Multiresistente gramnegative Stäbchen (MRGN)	Abstriche, Blutkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Liquor, Sekrete, Stuhl	Direktanzucht auf und/oder in geeigneten Kulturmedien	SA-03310 Bearbeitung von Blutkulturen, Version 5 SA-02815 Anlage von Untersuchungsmaterialien, Version 4 SA-04146 Nachweis von multiresistenten gramnegativen Stäbchen, Version 5	Brutschrank	BioMérieux	x	
Mykobakterien	Blut, BAL, Sputum, Urin, Bronchial- / Trachealsekret, Liquor, Punkate	Spezifisches Kulturverfahren	SA-03376 Nachweis von Mykobakterien, Version 9	Brutschrank, MicroMGIT	Becton Dickinson, Oxoid	x	
Sprosspilze, Schimmelpilze, Dermatophyten	Haut, Haare, Nägel	Spezifisches Kulturverfahren	SA-04308 Nachweis von Pilzen, Version 5	Brutschrank / RT	Sifin	x	

Untersuchungsart:
Ligandenassays*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non- CE-IVD Verfahren
Aspergillus-Antigen	Serum	EIA	SA-04033 Aspergillus Antigen Nachweis, Version 6	Manuell	BIO-RAD	x	
Bordetella pertussis-IgA-Ak	Serum	EIA	SA-04375 Pertussis IgG- und IgA- Antikörper ELISA, Version 4	Manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Bordetella pertussis-IgG-Ak	Serum	EIA	SA-04375 Pertussis IgG- und IgA- Antikörper ELISA, Version 4	Manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Borrelia-IgG-Ak	Serum	CLIA	SA-03999 Borrelia IgG und IgM Antikörper, Version 4	LIAISON XL	DIA Sorin	x	
Borrelia-IgM-Ak	Serum	CLIA	SA-03999 Borrelia IgG und IgM Antikörper, Version 4	LIAISON XL	DIA Sorin	x	
Chlamydia pneumoniae IgA-Ak	Serum	EIA	SA-04959 Chlamydia pneumoniae IgG, IgA und IgM Antikörper, Version 5	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Chlamydia pneumoniae IgG-Ak	Serum	EIA	SA-04959 Chlamydia pneumoniae IgG, IgA und IgM Antikörper, Version 5	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Chlamydia pneumoniae IgM-Ak	Serum	EIA	SA-04959 Chlamydia pneumoniae IgG, IgA und IgM Antikörper, Version 5	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Chlamydia trachomatis IgA-Ak	Serum	EIA	SA-04954 Chlamydia trachomatis IgG und IgA Antikörper, Version 5	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Chlamydia trachomatis IgG-Ak	Serum	EIA	SA-04954 Chlamydia trachomatis IgG und IgA Antikörper, Version 5	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Mycoplasma pneumoniae-IgA-Ak	Serum	EIA	SA-04056 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA und IgM, Version 4	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Mycoplasma pneum.-IgG-Ak	Serum	EIA	SA-04056 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA und IgM, Version 4	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Mycoplasma pneum.-IgM-Ak	Serum	EIA	SA-04056 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA und IgM, Version 4	manuell/Immunomat	VIRION SERION	x	
Pseudomonas aeruginosa-Ak	Serum	EIA	SA-04051 Anti Pseudomonas aeruginosa IgG EIA, Version 3	manuell/ANTHOS	Mediagnost	x	
Toxoplasma-IgG-Ak	Serum	ECLIA	SA-06214 Toxoplasma, Version 1	Cobas	Roche	x	
Toxoplasma-IgM-Ak	Serum	ECLIA	SA-06214 Toxoplasma, Version 1	Cobas	Roche	x	
Yersinia-IgA-Ak	Serum	EIA	SA-04356 Yersinia IgG und IgA Elisa, Version 5	manuell/Immunomat	Virion	x	
Yersinia-IgG-Ak	Serum	EIA	SA-04356 Yersinia IgG und IgA Elisa, Version 5	manuell/Immunomat	Virion	x	
Borrelia-IgG-Ak	Serum	Lineassay	SA-04962 Borrelia IgG und IgM Blot, Version 3	Dynablot	Virotech	x	
Borrelia-IgM-Ak	Serum	Lineassay	SA-04962 Borrelia IgG und IgM Blot, Version 3	Dynablot	Virotech	x	
Helicobacter pylori IgG	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	Lineassay	SA-06188 Helicobacter pylori IgG Blot, Version 2	Autoblot/ Profiblot 48	Mikrogen	x	
Yersinia-IgA-Ak	Serum	Lineassay	SA-04960 Yersinia IgA Blot, Version 2	Dynablot	Virotech	x	
Amöben	Stuhl	EIA	SA-03153 Entamoeba ELISA, Version 2	DSX	R-Biopharm, Virotech	x	
Clostridioides difficile GDH	Stuhl	EIA	SA-03147 Clostridium difficile GDH ELISA, Version 3	DSX	R-Biopharm	x	
Clostridioides difficile Toxin A/B	Stuhl	EIA	SA-03148 Clostridium difficile Toxin ELISA, Version 3	DSX	R-Biopharm	x	
Cryptosporidium Oozysten	Stuhl	EIA	SA-03152 Cryptosporidium ELISA, Version 2	DSX	R-Biopharm	x	
Giardia Zysten	Stuhl	EIA	SA-03154 Giardia lamblia ELISA, Version 2	DSX	R-Biopharm	x	
Helicobacter pylori	Stuhl	EIA	SA-03155 Helicobacter pylori ELISA, Version 4	DSX	R-Biopharm	x	

Untersuchungsart:
Mikroskopie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non- CE-IVD Verfahren
Bakterien und Pilze	Originalprobe und Kulturmaterial	Mikroskopie nach Gramfärbung	SA-03268 Gramfärbung, Version 3	Previgram / manuell, Mikroskop	BioMérieux, Leica	x	
Dermatophyten und Schimmelpilze	Kulturmaterial	Mikroskopie mit Lactophenol-Baumwollblau	SA-04308 Nachweis von Pilzen, Version 5	manuell / visuell, Mikroskop	Becton Dickinson, Leica	x	
Mykobakterien	Originalprobe und Kulturmaterial	Mikroskopie nach Fluoreszenzfärbung und Kinyoun-Kaltfärbung	SA-03376 Nachweis von Mykobakterien, Version 9	manuell / visuell, Mikroskop	BioRepair, VWR, AxioLab	x	
fusiforme Bakterien und Spirochäten	Originalprobe	Mikroskopie nach Fuchsinfärbung	SA-03267 Fuchsin Färbung, Version 2	manuell / visuell, Mikroskop	Merck, Leica	x	
Plasmodium spec.	EDTA-Blut	Mikroskopie nach Anfärben (Malaria-Präparat)	SA-03447 Nachweis Malaria und Filarien, Version 5	manuell / visuell, Mikroskop	Merck, Leica	x	
Darmparasiten	Stuhl	mikroskopisches Präparat, Mikroskopische Diagnostik nach Filtration, Färbung und Sedimentierung	SA-03269 Mikroskopischer Nachweis von Cryptosporidien Cyclospora und Isospora, Version 4 SA-04417 Parasitennachweis, Version 4	manuell / visuell, Mikroskop	Biosepar, Jenamed	x	
Kokkizidien	Originalprobe	Mikroskopie nach Kinyoun-Kaltfärbung	SA-04417 Parasitennachweis, Version 4	manuell / visuell, Mikroskop	Merck, Jenamed	x	
Oxyuren	Tesastreifen vom After	Mikroskopie	SA-04416 Oxyuren, Version 2	manuell / visuell, Mikroskop	Jenamed	x	
Schistosomeneier	Urin	Mikroskopie	SA-05018 Nachweis von Schistosomen im Urin, Version 2	manuell / visuell, Mikroskop	Jenamed	x	

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Aeromonas spp.-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
bacterial vaginosis-associated bacteria 2-DNA (BVAB2-)	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Bacteroides fragilis-DNA	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Campylobacter spp.-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Chlamydia pneumoniae-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Chlamydia trachomatis-DNA	Abstriche, Urin	PCR	SA-07862 Nachweis von Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae am Cobas 6800, Version 1	LightCycler 480 II Cobas 6800	Roche	x	
Chlamydia trachomatis-DNA (inkl. L1-L3)	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Clostridioides difficile Toxin B-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
EHEC-DNA	Stuhl	PCR	SA-03967 Nachweis der Pathogenitätsfaktoren von EHEC und EPEC mittels PCR, Version 3	LightCycler 480 II	r-Biopharm	x	
EPEC-DNA	Stuhl	PCR	SA-03967 Nachweis der Pathogenitätsfaktoren von EHEC und EPEC mittels PCR, Version 3	LightCycler 480 II	r-Biopharm	x	
EIEC-DNA	Stuhl	PCR	SA-03967 Nachweis der Pathogenitätsfaktoren von EHEC und EPEC mittels PCR, Version 3	LightCycler 480 II	r-Biopharm	x	
E. coli K1-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
enteropathogener E. coli-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
enteroaggregativer E. coli-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
enterotoxigener E. coli-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
E. coli O157-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Fannyhessea vaginae-DNA (Atopobium vaginae-DNA)	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Gardnerella vaginalis-DNA	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Haemophilus ducreyi-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Haemophilus influenzae-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
hypervirulenter Clostridioides difficile-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Lactobacillus spp.-DNA	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Legionella spp.-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Listeria monocytogenes-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Megasphaera Typ1-DNA	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Mobiluncus spp.-DNA	Abstriche	Multiplex-PCR	SA-08526 bakterielle Vaginose Multiplex PCR AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Mycobacterium tuberculosis-Komplex-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03961 Nachweis von Mycobacterium tuberculosis Komplex DNA, Versin 2	LightCycler 480 II	Diagenode	x	
Mycoplasma hominis-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Mycoplasma genitalium-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Mycoplasma pneumoniae-DNA	Respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Mycoplasma pneumoniae-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Neisseria gonorrhoeae-DNA	Abstriche, Urin	PCR	SA-07862 Nachweis von Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae am Cobas 6800, Version 1	LightCycler 480 II	Roche	x	
Neisseria gonorrhoeae-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Neisseria meningitidis (bekapselt)-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Pneumocystis jirovecii-DNA	Respiratorische Proben	PCR	SA-03966 Nachweis von Pneumocystis jirovecii DNA, Version 3	LightCycler 480 II	r-Biopharm	x	
Salmonella spp.-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Shigella spp./ EIEC-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Shigatoxinbildender E. coli-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Staphylococcus aureus-DNA	Respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Streptococcus agalactiae-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Streptococcus pneumoniae-DNA	Respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Streptococcus pneumoniae-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Streptococcus pyogenes-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Treponema pallidum-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Trichomonas vaginalis-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Ureaplasma urealyticum-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Cryptococcus gattii/neoformans-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Vibrio spp.-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Yersinia enterocolitica-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	

Untersuchungsart:**Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non- CE-IVD Verfahren
Legionella pneumophila	Urin	Immunochromatographischer Schnelltest	SA-03254 Legionella im Urin, Version 5	manuell / visuell	Alere	x	
Plasmodium spp. (Malaria-Ag)	Vollblut, EDTA-, Heparinblut	Immunochromatographischer Schnelltest	SA-03447 Nachweis Malaria und Filarien, Version 5	manuell / visuell	Alere	x	
Streptococcus pneumoniae	Urin	Immunochromatographischer Schnelltest	SA-03255 Pneumokokken im Urin, Version 4	manuell / visuell	Alere	x	
Staphylokokken (Penicillin-bindenden Proteins PBP2')	Reinkulturen aus humanem Untersuchungsmaterial	Immunochromatographischer Schnelltest	SA-03251 PBP2 Test, Version 3	Manuell / Visuell	Alere	x	

Untersuchungsart:**Spektrometrie (Photometrie)***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non- CE-IVD Verfahren
Treponema pallidum Ak	Serum	Elektrochemielumineszenz	SA-06334 Syphilis, Version 2	Cobas e602	Roche	x	

Untersuchungsgebiet: Virologie**Untersuchungsart:****Ligandenassays***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non- CE-IVD Verfahren
SARS-CoV-2	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-06625 Sars CoV2 TrimericS IgG, Version 2	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
SARS-CoV-2-Ak	Serum	ECLIA	SA-06333 Anti-SARS-CoV-2, Version 2	Cobas	Roche	x	
Cytomegalie-IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06276 Cytomegalie, Version 1	Cobas	Roche	x	
Cytomegalie-IgM-Ak	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06276 Cytomegalie, Version 1	Cobas	Roche	x	
EBNA 1 IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-04000 EBV IgM VCA IgG EBNA IgG am Liaison XL, Version 2	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
EBV-IgG-Ak (VCA-IgG)	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-04000 EBV IgM VCA IgG EBNA IgG am Liaison XL, Version 2	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
EBV-IgM-Ak (VCA-IgM)	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-04000 EBV IgM VCA IgG EBNA IgG am Liaison XL, Version 2	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
Hepatitis A-IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06153 Hepatistisserologie Cobas, Version 2	Cobas	Roche	x	
Hepatitis A-IgM-Ak	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06153 Hepatistisserologie Cobas, Version 2	Cobas	Roche	x	
Hepatitis B surface-Ag, (HBsAg)	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06153 Hepatistisserologie Cobas, Version 2	Cobas	Roche	x	
Hepatitis B-core-Ak (Anti-HBc) IgG+IgM	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06153 Hepatistisserologie Cobas, Version 2	Cobas	Roche	x	
Hepatitis B-surface-Ak (Anti-HBs)	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06153 Hepatistisserologie Cobas, Version 2	Cobas	Roche	x	
Hepatitis C-Ak (Anti-HCV)	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06153 Hepatistisserologie Cobas, Version 2	Cobas	Roche	x	
Hepatitis E IgG, IgM Ak	Serum, Heparinplasma	Lineassay	SA-04934 Hepatitis E recomLine Mikrogen, Version 1	Autoblot	Mikrogen	x	
Hepatitis E IgG Ak	Serum, Heparinplasma	ELISA	SA-06624 Hepatitis E Antikörper IgG und IgM, Version 1	manuell/Immunomat	Mikrogen	x	
Hepatitis E IgM Ak	Serum, Heparinplasma	ELISA	SA-06624 Hepatitis E Antikörper IgG und IgM, Version 1	manuell/Immunomat	Mikrogen	x	
HIV 1/2-Ak, p24-Ag	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06295 HIV, Version 2	Cobas	Roche	x	
HSV-1/2-IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-03929 Herpes simplex Typ 1 und Typ2 IgG IgM Antikörper, Version 2	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
HSV-1/2-IgM-Ak	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-03929 Herpes simplex Typ 1 und Typ2 IgG IgM Antikörper, Version 2	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
Parvovirus B19-IgG	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-03922 Parvovirus B19 IgG und IgM Antikörper, Version 5	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
Parvovirus B19-IgM	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-03922 Parvovirus B19 IgG und IgM Antikörper, Version 5	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
Röteln-IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06215 Röteln, Version 2	Cobas		x	
Röteln-IgM-Ak	Serum, Heparinplasma	ECLIA	SA-06215 Röteln, Version 2	Cobas	Roche	x	
Varizella-Zoster-IgA-Ak	Serum, Heparinplasma	EIA	SA-04422 Varizella Zoster IgA Antikörper, Version 4	manuell/Immunomat	Virion	x	
Varizella-Zoster-IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-03920 Varizella Zoster IgG und IgM Antikörper, Version 4	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
Varizella-Zoster-IgM-Ak	Serum, Heparinplasma	CLIA	SA-03920 Varizella Zoster IgG und IgM Antikörper, Version 4	LIAISON XL	Dia Sorin	x	
HSV-1/2-IgG-Ak	Serum, Heparinplasma	Line-Immunoblot	SA-04961 Herpes simplex IgG Blot, Version 2	Autoblot	Mikrogen	x	

Untersuchungsart:**Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Adenoviren-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Adenoviren-DNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Astrovirus-RNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Bocaviren-DNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Coronaviren (229E, NL63, HKU1, OC43, MERS-CoV)-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Cytomegalievirus-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
SARS-CoV-2-RNA	Abstriche, respiratorische	PCR	SA-06167 Nachweis von SARS CoV 2 mittels PCR, Version 5	LightCycler 480 II	Anchor Diagnostics	x	
Enteroviren/Rhinoviren-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Enterovirus-RNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
humanes Herpes Virus 6 (HHV-6)-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
HSV Typ1 und Typ2-DNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Herpes simplex Typ1/Typ2-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
humanes Papillomavirus (HR16/18/other high risk)	urogenitale Abstriche	PCR	SA-07923 Nachweis von humanen Papillomaviren am Cobas 6800, Version 1	Cobas 6800	Roche	x	
Influenza A-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Influenza B-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Influenza A (H1N1)-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Metapneumovirus A/B-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Norovirus-RNA	Stuhlproben	PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	LightCycler 480 II	Quidel / andiatec	x	
Parainfluenza Virus 1-4-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Parechoviren-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Parechovirus-RNA	Liquor	PCR	SA-07964 Multiplex-PCR Liquor QIAstat-DX, Version 1	QIAstat DX	Qiagen	x	
Respiratory syncytial virus A/B-RNA	respiratorische Proben	PCR	SA-03969 Nachweis von Respiratorische Multiplex PCR ambliCube, Version 4	LightCycler 480 II	Mikrogen	x	
Rotavirus-RNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Sapovirus-RNA	Stuhl	Multiplex-PCR	SA-08530 gastrointestinale Multiplex PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	
Varizella zoster Virus-DNA	Abstriche, Urin	Multiplex-PCR	SA-08524 STI Multiplex-PCR am AIOS Fa. Seegene, Version 1	Seegene AIOS	Seegene	x	

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin**Untersuchungsart:****Agglutinationsteste***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Blutgruppenbestimmung ABO mit Rh-Formel, Kell-Ag	EDTA-Vollblut, Heparin-Vollblut	Agglutinationsreaktion	SA-04898 Automatische Blutgruppenbestimmung am NEO IRIS, Version 3	NEO IRIS	Immucor	x	
Irreguläre Antikörper/ Antikörpersuchtest	EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Serum, EDTA-Vollblut, Heparin-Vollblut	Agglutinationsreaktion	SA-03613 Antikörpersuchtest am NEO Iris, Version 3	NEO IRIS	Immucor	x	

Verfahren noch nicht akkreditiert**Untersuchungsgebiet: Immunologie****Untersuchungsart:****Spektrometrie (Nephelometrie)**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Firma	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
IgG-Subklasse 1	Serum	Nephelometrie	SA-08403 IgG Subklassen 1-4, Version 1	Atellica NEPH 630	Siemens	x	
IgG-Subklasse 2	Serum	Nephelometrie	SA-08403 IgG Subklassen 1-4, Version 1	Atellica NEPH 630	Siemens	x	
IgG-Subklasse 3	Serum	Nephelometrie	SA-08403 IgG Subklassen 1-4, Version 1	Atellica NEPH 630	Siemens	x	
IgG-Subklasse 4	Serum	Nephelometrie	SA-08403 IgG Subklassen 1-4, Version 1	Atellica NEPH 630	Siemens	x	
C1 Esteraseinhibitor	Serum	Nephelometrie	SA-08424 C1 Esterase Inhibitor, Version 1	Atellica NEPH 631	Siemens	x	